

MEDCOS®

MicroSkinPolish



Gebruikershandleiding MedCos MicroSkinPolish

Versie: 2010.1 uitgegeven op 1 oktober 2010

Copyright Information

© 2010 MedCos Alle rechten voorbehouden.

MedCos, het MedCos logo en MicroSkinPolish zijn handelsmerken van MedCos, die zijn gedeponeerd in de Europese Unie en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van MedCos gebruikt worden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

English For an electronic version of the manual in your language, see the CD that came with your device.

Français Pour obtenir une version électronique du manuel dans votre langue, consultez le CD fourni avec votre appareil.

Deutsch Eine elektronische Version des in Ihre Sprache übersetzten Handbuchs finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem Gerät erhalten haben.

Español Si desea consultar la versión electrónica del manual en su idioma, use el CD que vemía con su dispositivo.

Italiano La versione italiana del manuale in formato elettronico è disponibile sul CD fornito con il dispositivo.

Nederlands Op de cd die u bij het apparaat hebt ontvangen, vindt u een elektronische versie van de handleiding in uw eigen taal.

Svenska Du hittar en elektronisk version av användarhandboken på ditt språk på CD-skivan som följde med enheten.

Norsk Du finner en elektronisk versjon av handboken på ditt språk, på Ceen som fulgte med enheten.

Dansk Hvis du ønsker en elektronisk version af håndbogen på dit sprog, henvises du til den cd, der fulgte med enheden.

Português Para obter uma versão electrónica do manual no seu idioma, consulte o CD fornecido com o dispositivo.

Polski Elektroniczna wersja podręcznika w języku polskim znajduje się na płycie CD dołączonej do urządzenia.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW APPARAAT EN HET GEBRUIK DAARVAN

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden door bevoegde personen, welke de opleiding voor het apparaat met een voldoende hebben behaald en in bezit zijn van een certificaat uitgegeven door MedCos®.
- Het is belangrijk dat de gebruiker van de MicroSkinPolish bekend is met de Gebruikershandleiding van het apparaat en met de voorzorgsmaatregelen, procedures en veiligheidskwesities ervan.
- De stappen, zoals beschreven in het behandelprotocol, moeten bij elke behandeling worden gevolgd.
- Het apparaat is bestemd voor cosmetische behandelingen en dient niet toegepast te worden bij medische behandelingen.
- Alleen de door MedCos® beschikbaar gestelde verbruiksproducten worden in combinatie met het apparaat gebruikt. Bij gebruik van andere verbruiksproducten vervalt de garantie.
- Gebruik van andere onderdelen dan de onderdelen van MedCos® kan leiden tot beschadiging of incorrecte werking.
- De gebruiker van het apparaat is op de hoogte van het behandelprotocol, de behandelindicaties en absolute en relatieve contra-indicaties en heeft de cliënt hier over ingelicht.
- De enige manier om de stroomvoorziening naar het apparaat volledig te onderbreken, is door de aan- en uitschakelaar onderaan het apparaat om te zetten.
- Inspecteer voor en na gebruik altijd de onderdelen op eventuele beschadiging of loszittende onderdelen. In geval van beschadiging dient het beschadigde onderdeel voor gebruik te worden vervangen waar mogelijk, anders neemt u contact op met de serviceafdeling van MedCos®.
- Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact stopt, moet u eerst controleren of het voltage van het apparaat correspondeert met het voltage van het stopcontact. Op de achterkant vindt u het voltage van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in een natte omgeving (e.g. in de badkamer, sauna of andere vochtige ruimtes).
- Houd het apparaat en bijbehorende producten buiten bereik van onbevoegden en kinderen.
- Houd rond het apparaat ruimte vrij voor ventilatie tijdens gebruik en houd het ventilatierooster vrij.
- Plaats het microdermabrasie handstuk altijd zonder dop voorzichtig in de houder.
- Controleer regelmatig de houder op resten van aluminiumoxidekristallen, teneinde beschadiging aan het handstuk te voorkomen.
- Plaats de draadloze handstukken op de correcte manier in de houder om beschadiging aan het laadpunt te voorkomen.
- Controleer het niveau van de batterij voordat u het draadloze handstuk gebruikt.
- Het LLLT handstuk bevat laser diodes welke het oog kunnen beschadigen wanneer het (infra-rood) licht direct in het oog schijnt. Vermijd het en bescherm de ogen door een laser bril op te zetten.
- Vervang GEEN verbruiksproducten wanneer u met het apparaat aan het werken bent, teneinde letsel aan de gebruiker en cliënt en schade aan het apparaat te voorkomen.
- verbruiksproducten zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik. Probeer deze onderdelen niet te steriliseren. De verbruiksproducten zijn niet bedoeld voor herhaald gebruik en ter voorkoming van verontreiniging slechts één keer te gebruiken.
- Gebruik geen verbruiksproducten waarvan de verpakking is geopend of beschadigd. Een gebroken afsluiting biedt geen bescherming tegen kruisverontreiniging.
- Volg altijd de instructies voor het vervangen van verbruiksproducten.
- Batterijen hebben een beperkte levensduur en moeten bij uitval worden vervangen voordat u het apparaat weer gebruikt. Op de bijgeleverde batterijen zit een garantie van 1 jaar.
- Vermijd dat verbruiksproducten en onderdelen van het apparaat in het lichaam komen.
- Vermijd dat verbruiksproducten in de ogen of ooglid terechtkomen.
- Verbruiksproducten dienen te worden verwijderd en afgevoerd overeenkomstig de lokale regelgeving voor het correct afvoeren van verontreinigd materiaal.

INHOUD

CONTACTGEGEVENS KANTOREN.....	4
1 AAN DE SLAG	5
1.1 Inleiding over microdermabrasie	5
1.2 Inleiding over Low Level Laser Therapy (LLLT)/Cold laser	5
1.3 Inleiding over Polishing the Skin	6
1.4 Productinformatie en -specificaties MicroSkinPolish.....	7
1.4.1 De MicroSkinPolish op een stopcontact aansluiten.....	9
1.4.2 Opstarten en de eerste taalkeuze	9
2 DE MICROSKINPOLISH GEBRUIKEN	10
2.1 Microdermabrasie behandeling	11
2.2 Low Level Laser Therapy behandeling.....	12
2.3 Polishing behandeling	13
2.4 Behandeling afsluiten.....	13
3 SYSTEEMINSTELLINGEN WIJZIGEN	14
3.1 Draadloze handstukken koppelen.....	15
3.2 Reinigen van de MedCos® MicroSkinPolish	15
3.3 Vervangen van aluminiumoxidekristallen cartridge	16
3.4 Hergebruiken van MedCos® MicroSkinPolish verbruiksproducten	17
PROBLEMEN OF STORINGEN OPLOSSEN.....	18
Regulatory Compliance Information	19
Declaration of Conformity (Verklaring van Overeenstemming)	19
Wireless Radio Use	20
Europese Unie – Gescheiden inzameling	20
Explanation of markings.....	21

CONTACTGEGEVENS KANTOREN

Hoofdkantoor (tevens verkoopkantoor)

MedCos BV
Amsterdamsestraatweg 45a
1411 AX NAARDEN
NEDERLAND

Telefoonnummer: +31(0)35-6956090
E-mail: info@medcos.nl
Web: www.medcos.nl

Verkoopkantoor of MedCos distributeur

MedCos BVBA
Vlaamsekaai 11 bus 2
2000 ANTWERPEN
BELGIË

Telefoonnummer: +32(0)3-2168650
E-mail: info@medcos.be
Web: www.medcos.be

1 AAN DE SLAG

Wij stellen het op prijs dat u een MedCos® MicroSkinPolish heeft aangeschaft. In deze handleiding vindt u informatie om met de MedCos® MicroSkinPolish aan de slag te gaan.

De MedCos® MicroSkinPolish combineert drie technologieën in één apparaat; microdermabrasie, Low Level Laser Therapy (cold laser) en Polishing the Skin.

1.1 Inleiding over microdermabrasie

Microdermabrasie is een techniek waarmee onregelmatigheden van de huid en littekens minder zichtbaar gemaakt kunnen worden. Bij microdermabrasie wordt de huid (derma) tot in de papillaire dermis (dit is het laagje onder de opperhuid) afgeschaafd (abrasie) door middel van aluminiumoxidekristallen. Microdermabrasie wordt vooral toegepast voor het verminderen van fijne rimpels, comedonen (mee-eters), littekens ontstaan door acné, ondiepe littekens, vergrote poriën en huidverkleuringen.

Een microdermabrasie behandeling begint met een goede reiniging van de huid, middels milk en tonic. Als het handstuk op de huid wordt geplaatst slijpt een gecontroleerde stroom microkristallen dode en beschadigde huidcellen van de huid af. De microkristallen en de verwijderde huidcellen worden middels een vacuüm opgezogen en opgevangen in de cartridge in het apparaat.

Het microdermabrasie apparaat kan op verschillende manieren ingesteld worden. De mate van afschuren van het huidoppervlak wordt ingesteld al naar gelang de gestelde behandelindicatie. Bij diepere acne littekens wordt bijvoorbeeld iets dieper geslepen dan voor onderhoud van een normale huid zonder specifieke problemen.

Microdermabrasie kan op ieder huidtype toegepast worden. Vóór en na de behandeling is het wel raadzaam om uw huid 48 uur niet aan direct zonlicht bloot te stellen. Over het algemeen zijn tussen de vijf en tien behandelingen nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het doel wat men wilt bereiken.

Door de microdermabrasie behandeling verstevigt het bindweefsel en wordt de aanmaak van nieuwe cellen gestimuleerd. De productie van collageen en elastine neemt ook toe waardoor uw huid glad aanvoelt en er fris uitziet.

1.2 Inleiding over Low Level Laser Therapy (LLLT)/Cold laser

LLLT is de toepassing van rood en bijna-infrarood licht om huidherstel te bevorderen. Het rood en nabij-infrarood licht kan worden geproduceerd met behulp van diode lasers. De intensiteit van diode lasers is niet zo hoog als een chirurgische laser en daardoor ontstaat er geen verwarmingseffect, ook wel koud laser genoemd.

Laser is een biostimulatie en heeft het vermogen om weefsels op celniveau te herstellen. Door licht in speciale golflengtes op de huidcellen te laten inwerken, wordt de stofwisseling – de afvoer en aanvoer van lichaamsstoffen – binnen de cel geactiveerd. Als de afvoer van afvalstoffen en aanvoer van voedingsstoffen optimaal zijn, dan verbetert de functie van de cel tot 70%. De cel krijgt weer kracht en waardoor diverse huideigenschappen zoals elasticiteit worden verbeterd. Bij meerdere behandelingen treedt herstel van het celweefsel op. Over het algemeen zijn tussen de vijf en tien


behandelingen nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het doel wat men wilt bereiken.

Een vervuilde leefomgeving en veroudering kan leiden tot de daling van het HA-gehalte (hyaluronic acid) in de huid, met als gevolg dat de vochtregulering van de huid verzwakt en de huid er droog en ruw uit ziet. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van een serum welke hyaluronzuur bevat. Het hyaluronzuur zal door de huid worden opgenomen en de huid verstevigen. Het basis bestand van het hyaluronzuur is sodium hyaluronate, een huideigen stof, dat het vochtgehalte in de huid reguleert en zorgt voor stevigheid en opvulling.

1.3 Inleiding over Polishing the Skin


De afsluitende behandeling voedt en beschermt de huid. De massagekop heeft een excentrisch roterend effect en zorgt ervoor dat de Polishing crème in de huid wordt gemasseerd. De Polishing crème bevat actieve werkstoffen, als vitaminen en anti-oxidanten en een SP-factor. De behandeling werkt ontspannend en energiestromen worden gestimuleerd, waardoor spanningen losgelaten worden en de huid tot rust komt. Ook worden de bloedcirculatie en de lymfevaten gestimuleerd, waardoor afvalstoffen het lichaam sneller verlaten. Over het algemeen is een behandeling nodig om tot een goed resultaat te komen, omdat de behandeling een afsluiting is van de totale behandeling en de huid, in combinatie met de crème, tot rust brengt, voedt en beschermd.

1.4 Productinformatie en -specificaties MicroSkinPolish



- 1) Touchscreen
- 2) Microdermabrasie handstuk
- 3) Low Level Laser Therapy handstuk
- 4) Polishing handstuk
- 5) Corundum/aluminium-oxidekristallen voorraad met afschermklep en draaidop
- 6) Aansluiting slang microdermabrasie handstuk
- 7) LED verlichting
- 8) Standby-knop

Fig. 1 - Voorzijde MicroSkinPolish



- 9) Aan- en uitschakelaar
- 10) Voedingsaansluiting

Fig. 2 - Achterzijde MicroSkinPolish




Fig. 3 - Microdermabrasie, LLLT en Polisher

Technische specificaties

- Voltage: 220/230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Snoerlengte stekker: 3 m
- Installatie: Klasse 2
- Isolatie: Klasse 1
- Type Laser diodes: 635nm op 5mW, 660nm op 50mW, 780nm op 90mW

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen van het product in cm: 66 (L) x 30 (W) x 50 (H)
- Gewicht: 21 KG

Logistieke gegevens

- HS-code:
- Land van herkomst: Nederland

Veiligheid

- CE-gecertificeerd: Voldoet aan EN 61010 (2001)

1.4.1 De MicroSkinPolish op een stopcontact aansluiten

Let op!

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met de bijgeleverde stekker
- In uw stoppenkast moeten minstens 16 ampère stoppen zitten

Voordat u de MicroSkinPolish op een geaard stopcontact aansluit, controleert u of uw voltage van het apparaat correspondeert met het voltage van het stopcontact. Op de achterkant van het apparaat vindt u het voltage. Zet voordat u het apparaat aanzet de handstukken in de houders.

Als u de stekker en handstukken heeft aangesloten op het apparaat, kunt u de stekker in het stopcontact doen. Zet de schakelaar **(9)** onderaan het apparaat aan om het apparaat in standby te zetten. Druk vervolgens op de standby knop **(8)** om het apparaat aan te zetten. De standby knop **(8)** kleurt groen en het touchscreen **(1)** start. Gebruik indien gewenst de schakelaar **(9)** om het apparaat volledig uit te zetten en spanningsloos te maken.

1.4.2 Opstarten en de eerste taalkeuze

Wanneer u voor de eerste keer opstart krijgt u een taalkeuze te zien (Fig. 4). Kies de gewenste taal en druk op OK. U krijgt dan een waarschuwing (Fig. 5), lees deze door en accepteer het door op OK te drukken. U komt dan in het hoofdmenu (Fig. 6). Vanuit het hoofdmenu kunt u de behandeling starten of systeeminstellingen wijzigen. U kunt aan de rechterkant van het scherm de status van de voorraad aluminiumoxidekristallen en batterijniveau van LLLT **(2)** en Polisher **(3)**. U kunt nu met de MicroSkinPolish aan de slag!




Fig. 4 - Taalkeuze



Fig. 5 - Gebruikerswaarschuwing




Fig. 6 - Hoofdmenu

2 DE MICROSKINPOLISH GEBRUIKEN

In dit hoofdstuk worden de verschillende behandelingen beschreven welke u met de MicroSkinPolish kunt toepassen. Elke specifieke behandeling of complete MicroSkinPolish behandeling wordt vanuit het hoofdmenu gekozen. Wanneer u voor een complete behandeling kiest, start u altijd met de microdermabrasie behandeling. U kunt ook voor een specifieke behandeling kiezen (Fig. 7). Voordat u naar een behandeling gaat krijgt u altijd een hygiëne waarschuwing te zien (Fig. 8).

De knop **Menu** kan altijd gebruikt worden om terug te keren naar het Hoofdmenu.




Fig. 7 - Behandelingen




Fig. 8 - Hygiëne waarschuwing

Belangrijk!

Behandelprotocol

- In het behandelprotocol worden de richtlijnen voor de behandelingen beschreven
- Het behandelprotocol ontvangt u tijdens de opleiding

Instructies over de LED ring en batterijen in de handstukken

- Tijdens de behandeling veranderen de GROENE LED's in de LED ring naar ROOD
- Wanneer de LED ring op het handstuk ROOD knippert, moet u het handstuk terugzetten in het apparaat om de batterij op te laden
- Batterijen hebben een beperkte levensduur en moeten bij uitval worden vervangen

2.1 Microdermabrasie behandeling

Nadat u gekozen heeft voor de microdermabrasie behandeling komt u in het scherm (Fig. 9) waar u de timer voor behandeltijd, het level van de aluminiumoxidekristallen en de druk van de behandeling kunt instellen.

Belangrijk voor u begint

- U en de cliënt zijn op de hoogte van het behandelprotocol en de contra-indicaties
- Controleer voor gebruik of de slangen goed vastzitten
- Plaats altijd een nieuw microdermabrasie tip op het handstuk i.v.m. hygiëne
- Controleer voor dat u start of de voorraad aluminiumoxidekristallen voldoende is om de behandeling uit te voeren aan de hand van de kristallen indicator




Fig. 9 - Microdermabrasie



Fig. 10 - Microdermabrasie gestopt

Druk op **Start** om de behandeling te beginnen en plaats het handstuk op de huid om een vacuüm te creëren. Druk op **Stop** om de behandeling te stoppen. U kunt dan kiezen om opnieuw de microdermabrasie behandeling te starten of door te gaan naar de volgende behandeling (Fig. 10).

2.2 Low Level Laser Therapy behandeling

Nadat u gekozen heeft voor de LLLT behandeling of de microdermabrasie behandeling heeft afgesloten, krijgt u een waarschuwing betreffende het gebruik van de laser in het scherm (Fig. 11) voordat u met de LLLT behandeling kan beginnen. Druk op **OK** wanneer u de waarschuwing heeft gelezen. U komt dan in het scherm (Fig. 12) waar u de timer voor de behandeling kunt instellen.

Belangrijk voor u begint

- U en de cliënt zijn op de hoogte van het behandelprotocol en de contra-indicaties
- Gebruik altijd de laserbrillen en dek de ogen van de cliënt af tegen lichtinval i.v.m. laserradiatie
- Gebruik het MedCos® Hyaluron serum
- Vermijd dat het MedCos® Hyaluron serum in het oog komt of oraal ingenomen wordt
- Plaats altijd een nieuw LLLT kop op het handstuk
- Controleer voordat u start of de batterij voldoende is opgeladen om de behandeling uit te voeren aan de hand van de batt. LLLT indicator



Fig. 11 - Laser waarschuwing



Fig. 12 - LLLT



Fig. 13 - LLLT afgesloten

Breng het Hyaluron serum aan en plaats het handstuk op de behandellocatie. Druk op de **Start- en stopknop** op het handstuk om de behandeling te beginnen of te stoppen. Na het stoppen van de behandeling kunt u kiezen om opnieuw de LLLT behandeling te starten of door te gaan naar de volgende behandeling (Fig. 13).

2.3 Polishing behandeling

Nadat u gekozen heeft voor de Polishing behandeling of de LLLT behandeling heeft afgesloten, krijgt u het scherm (Fig. 14) waar u de timer voor de behandeling kunt instellen.

Belangrijk voor u begint

- U en de cliënt zijn op de hoogte van het behandelprotocol en de contra-indicaties
- Gebruik de MedCos® Polishing crème
- Plaats altijd een nieuw Polishing kop op het handstuk
- Controleer voordat u start of de batterij voldoende is opgeladen om de behandeling uit te voeren aan de hand van de batt. Polishing indicator



Fig. 14- Polishing



Fig. 15 - Polishing gestopt

Breng de Polishing crème aan en plaats het handstuk op de behandellocatie. Druk op de **Start- en stopknop** op het handstuk om de behandeling te beginnen of te stoppen. Na het stoppen van de behandeling kunt u kiezen om opnieuw de Polishing behandeling te starten of de behandelingen af te sluiten (Fig. 15).

2.4 Behandeling afsluiten

Bij het afsluiten van een enkele behandeling wordt de gewerkte tijd weergegeven per behandeling. Druk op **Menu** om terug te keren naar het hoofdmenu.

3 SYSTEEMINSTELLINGEN WIJZIGEN

Onder het hoofdmenu vindt u de knop systeeminstellingen waar u de standaardinstellingen van het systeem kunt wijzigen en het systeem automatisch kunt reinigen (Fig. 16).



Fig. 16 - Systeeminstellingen

Gewerkte uren/behandelingen: Informatie over het aantal gewerkte uren en behandelingen welke zijn uitgevoerd met het apparaat.

Taalinstellingen: Keuzes uit verschillende talen.

Scherminstellingen: Instellingen wijzigen van het contrast en helderheid van het scherm.

Standaardinstellingen: Wijzigen van standaardinstellingen voor de microdermabrasie, LLLT en Polishing behandelingen.

3.1 Draadloze handstukken koppelen

De handstukken communiceren draadloos en zijn gekoppeld aan het basisstation. Wanneer de handstukken van het apparaat niet zijn gekoppeld, dan volgt u de volgende stappen.



Stap 1 – Druk op de start- en stopknop op de handstukken




Stap 2 – De handstukken zijn gekoppeld

3.2 Reinigen van de MedCos® MicroSkinPolish

Het apparaat moet regelmatig gereinigd worden. Om te reinigen gaat u naar Reinigen in het systeeminstellingen menu en volgt de volgende schermen.



Stap 1 – Druk op Reinig



Stap 2 – Het apparaat is gereinigd, druk op OK

3.3 Vervangen van aluminiumoxidekristallen cartridge

Voor het vervangen van een leeg cartridge kunt u de volgende stappen op het scherm uitvoeren. Het is verstandig om na verwisselen van de cartridge het apparaat te reinigen, zie paragraaf 3.2 Reinigen van de MedCos MicroSkinPolish.

Cartridge leeg




Plaats een nieuwe cartridge.
Volg de instructies op het beeldscherm.

OK

1. Cartridge loshalen


Draai de draaiknop los.



Next

2. Cartridge verwijderen


Verwijder de lege cartridge.



Next

3. Schud de cartridge


Schud de nieuwe cartridge stevig.



Next

4. Cartridge plaatsen


Plaats de nieuwe cartridge



Next

5. Cartridge aandraaien

Draai de draaiknop goed aan.



Next

3.4 Hergebruiken van MedCos® MicroSkinPolish verbruiksproducten

Gebruik deze slechts eenmaal. Verwijder de verbruiksproducten en werp ze weg volgens de plaatselijke richtlijnen voor vernietiging van besmette materialen. Verbruiksproducten zijn slechts voor eenmalig gebruik bedoeld. Verbruiksproducten mogen niet worden gesteriliseerd. De producten zijn steriel verpakt en zijn niet bedoelde voor herhaaldelijk gebruik. Ter voorkoming van verontreiniging en kruisbesmetting slechts één keer gebruiken.

PROBLEMEN OF STORINGEN OPLOSSEN

Mocht u de problemen of storingen niet zelf kunnen oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van het MedCos® verkoopkantoor of distributeur.

WAARSCHUWING: Probeer de MicroSkinPolish niet te openen of uit elkaar te halen. Als u dit wel doet, kunt u een elektrische schok krijgen en vervalt direct de garantie. De MicroSkinPolish bevat geen onderdelen binnen in de behuizing die u zelf kunt vervangen.

Verwijder voor dat er service aan het apparaat wordt verricht de stekker uit het stopcontact.

Als u meer informatie wenst over dit product of problemen wilt melden, neemt u contact op met onze Service and Product Development via e-mail naar info@medcos.nl of neem contact op met uw distributeur.

Regulatory Compliance Information

Declaration of Conformity (Verklaring van Overeenstemming)



In deze Declaration of Conformity (Verklaring van Overeenstemming) verklaart de fabrikant dat het product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het product heeft haar CE-markering behaald bij een notified body en kopie van documenten zijn op te vragen bij uw verkoopkantoor of distributeur.

MedCos BV verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product / MedCos BV declares under our sole responsibility that the product.

Product name: **MicroSkinPolish**

Voldoet aan de volgende productspecificaties/Conforms to the following Product Specifications:

Emissie/Emissions	EN 61326-6 (2006)
	EN 61000-3-2 (2006)
	EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2 (2005)
Immunititeit/Immunity	EN 61326-1 (2006)
Veiligheid/Safety	EN 61010 (2001): Safety requirements of electrical equipment for measurement, control and laboratory use

De hierboven genoemde product voldoet aan de eisen van de volgende richtlijnen en draagt de CE-markering dienovereenkomstig:

Laagspanningsonderzoek 2006/95/EG
EMS 2004/108/EC

Belangrijk: Veranderingen of aanpassingen aan het product niet toegestaan door MedCos BV maken de EMC ongeldig en uw bevoegdheid tenietdoen om het product te gebruiken.

The product specified above complies with the requirements of the following directives and carries the CE mark accordingly:

Low Voltage Directive 2006/95/EG
EMS Directive 2004/108/EC

Important: Changes or modifications to this product not authorized by MedCos BV could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

Wireless Radio Use


Het apparaat is alleen geschikt om binnenshuis te gebruiken vanwege het gebruik van de frequentie door het apparaat en het voorkomen van schadelijke storingen in het mobiele of ander draadloos netwerk.

Europese Unie – Gescheiden inzameling


Het symbool geeft aan dat dit product volgens de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Sommige inzamelingspunten vragen hiervoor geen vergoeding. Het apart inzamelen en recyclen van uw product betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens worden beschermd.



Explication of markings



Aarding / Grounding



CE-markering / CE marking



Waarschuwing / Warning Exclamation marking



Laser radiatie waarschuwing. Klasse 3R / Laser radiation warning. Class 3R



Laagspanning waarschuwing / Lowcurrent warning

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die MedCos besteedt aan het product en bijbehorende is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De informatie wordt met regelmaat beoordeelt en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

MedCos sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het misgebruik van het product, of met de tijdelijke onmogelijkheid om het apparaat te gebruiken. MedCos is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze gebruikershandleiding verkregen is.

MedCos zal zich inspannen om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.