

Mechanische hartkleprothese

Mechanische hartkleprothese **oude generatie****
ongeacht positie

2.5 - 3.5

Levenslang

Mechanische *aorta* hartkleprothese

2 - 3

Levenslang

Mechanische aortaklep On-X

1.5 - 2.0

Levenslang

Mechanische aorta hartkleprothese + RF (vergroot linker atrium, **of** (VG) systemische embolie **of** myocard infarct, **of** lage ejectie fractie **of** atriumfibrilleren)

2.5 - 3.5
(eventueel) +
Acetylsalicylzuur
80-100 mg

Levenslang

Mechanische *mitralis, tricuspidalis of pulmonalis* hartkleprothese

2.5 - 3.5

Levenslang

Mechanische *mitralis, tricuspidalis of pulmonalis* hartkleprothese + RF (vergroot linker atrium, **of** (VG) systemische embolie **of** myocard infarct, **of** lage ejectie fractie **of** atriumfibrilleren)

2.5 - 3.5
(eventueel) +
Acetylsalicylzuur
80-100 mg

Levenslang

Mechanische hartkleprothese ongeacht positie + systemische embolie tijdens adequate antistolling

2.5 - 3.5
+ Acetylsalicylzuur
80-100 mg

Levenslang

